

Feilkilder ved SaO₂- målinger

Falsk forhøyet SaO₂-måling kan du se hos storrøykere

Falsk lav SaO₂-måling kan du få ved:

- Lavt blodtrykk
- Kalde fingre
- Lav kroppstemperatur
- Skitt, olje eller størknet blod på huden
- Neglelakk eller kunstige negler
- Målinger tatt når pasienten sover, akkurat har våknet eller har ligget lenge stille. Få pasienten til å sette seg opp og hoste et par ganger for å kontrollere om verdien er reell lav.

